

Bezpečnostní list (MSDS)

Účel: Bezpečnostní list poskytuje základní informace o možných rizicích (zdravotních, požárních, reaktivních a environmentálních) a o bezpečném zacházení s chemickými produkty. Je důležitou součástí péče o produkt a bezpečnosti práce.

1. Informace o produktu a společnosti

Název produktu: Streptococcus pneumoniae Antigen Rapid Test

Kód produktu: I047-1002

Výrobce: Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.

Adresa: No. 1 Ninghong Road, Donghu Street, Linping District, Hangzhou, Zhejiang 311199, P.R.China.

Telefonní číslo pro naléhavé případy: +86 0571-86113700

2. Složení / informace o složkách

Název složky	Číslo CAS	Koncentrace (%)
Směs 5-chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1)	55965-84-9	<0,001 %

3. Identifikace nebezpečnosti

Signální slovo: N/A

Standardní věty o nebezpečnosti:

Obsahuje ProClin 300. Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317).

Pokyny pro bezpečné zacházení:

N/A

4. Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny	Vzhledem k tomu, že produkt není klasifikován, se při použití v souladu s určením neočekávají žádné nepříznivé příznaky ani účinky.
Při nadýchání	Nejsou uvedena žádná zvláštní opatření první pomoci. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží	Odstraňte kontaminovaný oděv a omyjte veškerou zasaženou pokožku jemným mýdlem a vodou, poté opláchněte teplou vodou.
Při zasažení očí	Vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Zajistěte důkladné vyplachování oddělením víček prsty během výplachu vodou. VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.
Při požití	V případě požití důkladně vypláchněte ústa vodou, pokud je postižený při vědomí, a VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. Kontaktujte lékaře nebo

místní toxikologické informační středisko. Léčba je symptomatická a podpůrná. Dojde-li ke zvracení, udržujte hlavu níže než boky, aby se zabránilo aspiraci.
--

5. Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva: Lze použít běžná hasiva

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Používejte obvyklé osobní ochranné prostředky hasiče.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Zabraňte úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Zlikvidujte jako infekční materiál.

7. Zacházení a skladování

Opatření pro bezpečné zacházení: Používejte vhodné osobní ochranné prostředky – viz oddíl 8. S použitým zařízením zacházejte jako s infekčním materiálem.

V prostoru, kde se manipuluje se vzorky a soupravami, nejezte, nepijte ani nekuřte. Po použití si umyjte ruce.

Kontaminovaný oděv a ochranné prostředky je nutné před vstupem do prostor určených ke stravování odložit.

Požadavky na skladování: Dodržujte skladovací podmínky uvedené na obalu produktu.

Skladujte při teplotě 2–30 °C. Chraňte před slunečním zářením a udržujte v suchu.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Chemická látka	ACGIH TLV	OSHA PEL
N/A	N/A	N/A

Technická opatření: Manipulujte v souladu se zásadami správné průmyslové hygieny a bezpečnosti práce. Umyjte si ruce před přestávkami a na konci pracovní doby.

Osobní ochranné prostředky:

Všeobecná ochranná a hygienická opatření:	Dodržujte zásady správné laboratorní praxe (GLP) Umyjte si ruce před přestávkami a na konci práce.
Ochrana dýchacích cest	Není vyžadována
Ochranné rukavice	Jednorázové rukavice
Materiál rukavic	Latex/přírodní kaučuk
Doba průniku materiálu rukavic	Odolnost rukavic není kritická, pokud se s produktem zachází podle návodu k použití. Běžné zdravotnické rukavice jsou vyhovující.
Ochrana očí	Ochranné brýle

Ochrana těla	Laboratorní osobní ochranné prostředky (OOP)
--------------	--

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Pevná látka, bílý vzhled, některé součásti testovacího proužku jsou barevné

Zápach: Bez zápachu

Bod varu: Nevztahuje se na směs

Bod tání: Nevztahuje se na směs

Bod vzplanutí: Nejsou dostupná žádná data

Měrná hmotnost: Nevztahuje se na směs

10. Stabilita a reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Nejsou známy

Neslučitelné materiály: Žádné

Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita:	Kvantitativní údaje o toxických účincích tohoto produktu nejsou k dispozici.
Žíravost/dráždivost pro kůži:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Vážné poškození očí / podráždění očí:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:	Obsahuje malé množství velmi zředěné senzibilizující konzervační látky (ProClin™ 300). Ačkoli je potenciál alergické reakce zředěním výrazně snížen, prahová hodnota senzibilizace není známa, proto s produktem zacházejte odpovídajícím způsobem.
Mutagenita v zárodečných buňkách:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Karcinogenita:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Toxicita pro reprodukci:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.

Nebezpečnost při vdechnutí:	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.
Další informace	Na základě dostupných údajů nejsou splněna klasifikační kritéria.

12. Ekologické informace

Nejsou k dispozici žádná data

13. Pokyny pro odstraňování

Produkt:	Nevypouštějte do kanalizace ani do životního prostředí. S použitým zařízením zacházejte jako s infekčním materiálem. Lze zlikvidovat nebo spálit v souladu s místními předpisy. Chemické zbytky a odpad by měly být běžně zpracovávány jako zvláštní odpad. Musí být zlikvidovány v souladu s předpisy na ochranu proti znečištění a dalšími zákony příslušné země. Pro zajištění souladu doporučujeme kontaktovat příslušné (místní) úřady a/nebo schválenou společnost zabývající se likvidací odpadu.
Evropský katalog odpadů:	18 01 03 odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.
Obal:	Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady. Kontaminovaný obal musí být zlikvidován stejným způsobem jako produkt. Nekontaminovaný obalový materiál lze recyklovat. Pro další informace kontaktujte místní poskytovatele služeb.

14. Informace pro přepravu

Číslo UN: Nevztahuje se

Náležitý název pro přepravu: Nevztahuje se

Třída nebezpečnosti pro přepravu: ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

Obalová skupina: ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

15. Informace o předpisech

Předpisy EU:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, v platném znění, včetně zejména nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení REACH (požadavky na zpracování bezpečnostních listů), použitelného od 1. ledna 2021 a povinného pro všechny bezpečnostní listy od 1. ledna 2023.
--------------	--

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění, včetně jeho následných přizpůsobení technickému pokroku (ATP).
--

16. Ostatní informace

Datum vypracování: 2022-02-15

Datum revize: 2026-07-03

Aktualizace sídla registrované společnosti.